

# Next stage Piezo-ICSI

卵に優しい

操作者に  
易しい

ピエゾマイクロマニピュレータ  
**PIEZO PMM6D**



新商品

インジェクションホルダ

**IH-6-2\***

Piezo-ICSIをサポート



安定化  
×  
効率化

## ピペット固定作業の標準化

ピペットの挿入深さとピペットの締付け強度を標準化しました。  
安定したセッティングがPMMの効果を安定させます！

## ピペット回転機構で作業効率化

取り付けられたピペットを緩めることなく自由に回転させられます。  
曲げ向き調整が容易になり、セッティング作業を効率化します！

## ワンタッチでチューブ取付け

各社インジェクタのチューブ※を挿入するだけの簡単取付！  
※適合チューブ直径φ2mm

## 穿刺性の調整幅を拡張

INTENSITYは、PVP使用時に5※、PVP不使用時に2※程度になるように設計。今まで以上に穿刺性の微調整を可能にします！

※PT Micropipettes Ultra-thin、MB-D使用時 使用環境により値が異なる場合があります

\*IH-6からOリングの規格が変更になりました。機能に変更はありません。



PRIME TECH LTD.

プライムテック株式会社

〒300-0841 茨城県土浦市中向原 635

TEL : 029-830-4517 FAX : 029-830-4515

pmm@primetech-jp.com

<https://primetech-jp.com/>