


# Next stage Piezo-ICSI

**新商品**


インジェクションホルダ

**IH-6**



Piezo-ICSI をサポート

## 標準化 × 効率化 × 優しさ



### ピペット固定の標準化

ピペットの挿入深さとピペットの締付け強度を標準化  
安定したセッティングでPMMの効果安定！



### ピペット回転機構で効率化

取り付けしたピペットを緩めることなく自由に回転  
曲げ向き調整を容易にし、セッティング作業を効率化！



### 簡単交換ワンタッチ取付け

各社インジェクタのチューブφ2mmを挿し込むだけ  
優れた機能を簡単導入！



### 穿刺性の微調整で優しさアップ

INTENSITYはPVP使用時:5※、PVP不使用時:2※の設計  
出力1段階の穿刺力変化量が小さくなり、微調整が可能！  
※INTENSITY値は設備や使用環境により異なります

標準化、効率化、優しさ Piezo-ICSI to the next stage