

Next stage Piezo-ICSI

卵に優しい

操作者に
易しい

ピエゾマイクロマニピュレータ
PMM4GD



新商品

インジェクションホルダ

IH-6

Piezo-ICSI をサポート



安定化
×
効率化

ピペット固定作業の標準化

ピペットの挿入深さとピペットの締付け強度を標準化しました。
安定したセッティングがPMMの効果を安定させます！

ピペット回転機構で作業効率化

取り付けたピペットを緩めることなく自由に回転させられます。
曲げ向き調整が容易になり、セッティング作業を効率化します！

ワンタッチでチューブ取付け

各社インジェクタのチューブ※を挿入するだけの簡単取付！
※適合チューブ直径φ2mm

穿刺性の調整幅を拡張

INTENSITYは、PVP使用時に5※、PVP不使用時に2※程度になるように設計。今まで以上に穿刺性の微調整を可能にします！
※PT Micropipettes Ultra-thin、MB-D使用時 使用環境により値が異なる場合があります



PRIME TECH LTD.

プライムテック株式会社

〒300-0841 茨城県土浦市中向原 635

TEL : 029-830-4517 FAX : 029-830-4515

pmm@primetech-jp.com

<https://primetech-jp.com/>