

お客様各位

プライムテック株式会社

O-リングの規格変更に伴う 販売終了製品および型式変更製品のお知らせ



拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社で販売しておりますO-リングの規格が変更になりました。規格変更に伴い、下記のとおり取扱い製品を変更いたしました。ご注文の際は、インジェクションホルダおよびホルダグリップの型式をご確認ください。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更内容	
O-リングの径およびホルダグリップ内側の径が大きくなりました。	
 O-リング	 ホルダグリップ

販売終了製品

下記製品の取り扱いを終了いたしました。

型式	品名/概要
OR-C3	ホルダグリップ用O-リング 12個

型式変更製品

下記製品の型式を変更いたしました。旧型式の製品はお取り扱いを終了しております。

旧型式	新型式	品名/概要
IH-5	IH-5-2	インジェクションホルダ ルアーコネクタ接続タイプ
IH-5-LC	IH-5-2-LC	ルアーコネクタ付インジェクションホルダ φ2mmチューブ用
IH-6	IH-6-2	インジェクションホルダ チューブ直接接続タイプ、ピペット回転機構付
OCR-5	OCR-5-2	ホルダグリップ IH-5, IH-5-2, IH-5-2-LC用ピペット固定具 3個組
OCR-6	OCR-6-2	ホルダグリップ IH-6, IH-6-2用ピペット固定具 2個組

※インジェクションホルダとホルダグリップの型式をご確認の上、ご注文下さい。

問合せ先



PRIME TECH LTD.

プライムテック株式会社

営業課 大石、野中

〒300-0841 茨城県土浦市中向原635

TEL:029-830-4517 E-mail:pmm@primetech-jp.com


ご注意事項

●ホルダグリップの取付け

OCR-5-2はIH-5/IH-5-LC/IH-5-2/IH-5-2-LC用です。

OCR-6-2はIH-6/IH-6-2用です。


OCR-5-2とOCR-6-2には互換性はありません。




●規格変更前後におけるホルダグリップ交換

<インジェクションホルダIH-5/IH-5-LCの場合>

お持ちのインジェクションホルダIH-5/IH-5-LC(規格変更前の製品)のホルダグリップまたはO-リングをOCR-5-2(規格変更後の製品)に交換する場合



ホルダグリップごと交換する



規格変更後のホルダグリップは、インジェクションホルダに取り付けが可能です。




O-リングのみ交換する




規格変更前のホルダグリップに、規格変更後のO-リングは挿入できません。

<インジェクションホルダIH-6の場合>

お持ちのインジェクションホルダIH-6(規格変更前の製品)のホルダグリップまたはO-リングをOCR-6-2(規格変更後の製品)に交換する場合



ホルダグリップごと交換する



規格変更後のホルダグリップは、インジェクションホルダに取り付けが可能です。



O-リングのみ交換する



規格変更前のホルダグリップに、規格変更後のO-リングは挿入できません。

以上